

# EMPULSE R20

EINZIGARTIG - FALTBARE SCHIEBEHILFE





## SCHIEBEN WAR NOCH NIE SO EINFACH

Mit der neuen **Empulse R20** Schiebehilfe war es noch nie so einfach, vorwärts zu kommen. Ob bergauf oder lange Strecken – der R20 unterstützt in jeder Situation. Mit nur 5 kg ist die faltbare Schiebehilfe extrem leicht und sehr einfach zu transportieren. Darüber hinaus ist auch das Selbstfahren mit angebautem R20 problemlos möglich.





**E**mpulse R20

EINZIGARTIGE  
FALTFUNKTION

LEICHTGEWICHT

SELBSTFAHREN

# EMPULSE R20 HIGHLIGHTS





### **EINZIGARTIGE FALTFUNKTION**

Der R20 ist die einzige faltbare Schiebehilfe auf dem Markt

### **LEICHTGEWICHT**

Mit weniger als 5 kg die leichteste Schiebehilfe

### **SELBSTFAHREN**

Höchste Unabhängigkeit dank integriertem Freilauf, der es erlaubt selbst zu fahren ohne die Schiebehilfe abzunehmen.

### **EINFACHE HANDHABUNG**

Einfache Bedienung sowie schnelles Andocken und Abnehmen der R20 dank durchdachtem Design

### **PROBLEMLOSER TRANSPORT**

Die Faltfunktion und das geringe Gewicht des R20 ermöglichen einen problemlosen Transport – auch am Rollstuhl montiert

### **ZUVERLÄSSIGKEIT**

Der leistungsstarke Motor mit Lithium-Ionen-Akku bietet höchste Zuverlässigkeit

### **ERWEITERTE GARANTIE**

Eine erweiterte Garantie auf den Motor (3 Jahre) und den Lithium-Ionen-Akku (2 Jahre) sind Standard

### **HOHE KOMPATIBILITÄT**

Die Schiebehilfe passt an die meisten Rollstühle  
Voraussetzungen: Boxrahmen, Rohrdurchmesser 22-28 mm oder 29 - 32 mm.

# EINFACHER TRANSPORT DANK EINZIGARTIGER FALTFUNKTION

Der R20 ist die einzige faltbare Schiebehilfe  
auf dem Markt, mit der sämtliche  
Situationen im Alltag gemeistert werden  
können.





### **EINFACHE HANDHABUNG**

Der R20 kann auch in gefaltetem Zustand am Rollstuhl bleiben.



### **EINFACHE MONTAGE UND DEMONTAGE**

Das Click-Fix-Docking-System erlaubt ein einfaches Montieren ohne Werkzeug.



### **MODERNER RUCKSACK**

Das geringe Gewicht des R20 und der stylische Rucksack ermöglichen einen einfachen Transport.



# EINFACH ZU BEDIENENDE STEUERUNG







## ANZEIGE DER AKKUKAPAZITÄT

## EINFACHE EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT

verschiedene  
Geschwindigkeiten 0 / 2 / 3,7 & 5 km/h

## SCHNELLENTRIEGELUNG DER STEUERUNG

Die Schnellentriegelung gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport, ohne die Kabel zu trennen

## EINFACHE EIN / AUS-STEUERUNG

Während Sie die Taste drücken  
bewegt sich der R20 ganz einfach vorwärts



# MOTORISIERTES RAD & LITHIUM IONEN BATTERIE

## MOTORISIERTES RAD

Ein leistungsstarker, bürstenloser\* 250-Watt-Motor mit integriertem Schutzblech und pannensicherer, langlebiger Bereifung.



\*Bürstenlose Motoren sind hoch effizient und erzeugen weniger Wärme und weniger Geräusche als herkömmliche Gleichstrommotoren.





### LITHIUM IONEN BATTERIE

Die 5,8 Ah Batterie bietet eine Reichweite von bis zu 15 km. Sie hat ein sehr geringes Gewicht und ist leicht abnehmbar. Die Ladezeit beträgt 4,5 - 5 Stunden.

# Empulse R20

## TECHNISCHE DATEN

### EMPULSE R20 SCHIEBEHILFE

<b>Gewicht:</b>	3 kg
<b>Motor:</b>	250 W, 36 V/ 15 A, bürstenloser Motor mit Getriebe
<b>Motorbremse:</b>	Keine, kein Rückwärtsgang
<b>Batterie:</b>	Lithium-Ionen 5,8 Ah
<b>Ladezeit:</b>	4,5-5 h
<b>Gewicht der Batterie:</b>	1,4 kg

### HILFSMITTELVERZEICHNIS POS.-NR.: 18.99.12.1001

<b>Transportgewicht:</b>	Max. 4,5 kg
<b>Max. Reichweite:</b>	15 km*
<b>Max. Geschwindigkeit:</b>	5 km/h (einstellbar in drei Stufen)
<b>Max. Steigung:</b>	18 % (10°)
<b>Max. zulässiges Gesamtgewicht:</b>	190 kg
<b>Garantie:</b>	2 Jahre Batterie, 3 Jahre Motor

\* abhängig vom Nutzergewicht, Topographie, Untergrund, Fahrstufe



#### Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/HD  
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de  
www.SunriseMedical.de



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf: [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) zur Verfügung.

